

DELTA OPTICAL IPOS-810

cena brutto 8990zł



Uwaga: na zdjęciu są przedstawione dwa moduły, które wchodzi do zestawu standardowego: moduł z ruchomą przysłoną irysową oraz adapter fotograficzny z jednym tubusem.

Wspaniała jakość optyki (równoległy system optyczny – Infinity Parallel Optical System), nowoczesna ergonomiczna konstrukcja, komfortowe warunki obserwacji, nowoczesne wzornictwo. Oświetlenie LED zapewnia długotrwałą bezawaryjną pracę (kilka tysięcy godzin). Regulacja jasności - górne i dolne (niezależna regulacja). Bogaty wachlarz akcesoriów opcjonalnych pozwala na zastosowanie mikroskopu w prowadzeniu prac badawczych w wielu dziedzinach nauki, przemyśle i medycynie.

Wyposażenie standardowe:

- nasadka binokularowa, pochylenie 20°
- adapter fotograficzny (jeden tubus)
- moduł z regulowaną przysłoną irysową
- okulary EW10x/22mm
- zakres płynnej zmiany powiększenia (zoom) – 0,8-8,0
- obiektyw planachromatyczny 1x
- współczynnik powiększenia (zoom) – 1:10
- odległość robocza - 78mm
- zakres ogniskowania - 105mm
- oświetlacz - LED do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym, niezależna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego
- statyw z współosiowymi pokrętłami ruchu zgrubnego i drobnego

Wyposażenie opcjonalne:

- uchylna nasadka binokularowa regulowana w zakresie 0°-35°
- adapter fotograficzny na dwa tubusy (np. do jednoczesnego podłączenia kamery mikroskopowej i aparatu fotograficznego)
- okulary WF15x/16mm
- okulary WF20x/12mm
- obiektyw planapochromatyczny 0,5x
- obiektyw planachromatyczny 2x
- oświetlacz współosiowy (koaksjalny tzn. w osi optycznej mikroskopu)
- zestaw do fluorescencji
- zestaw do ciemnego pola
- zestaw do prostej polaryzacji
- stolik mechaniczny
- stolik podgrzewany
- statyw uniwersalny

Produkty polecane przy zakupie mikroskopu Delta Optical IPOS -810 na odwrocie

**Produkty polecane przy zakupie mikroskopu stereoskopowego
Delta Optical IPOS - 810**

Adapter fotograficzny T-2 do mikroskopów	590 PLN	
Adapter fotograficzny z dwoma tubusami	Tel.	
Oświetlacz światłowodowy typu gęsia szyja L-150A-2	1390 PLN	
Oświetlacz koaksjalny	Tel.	
Płyn Baader Optical Wonder	29 PLN	
Pędzelek Lens Pen	39 PLN	
Helicon Focus Pro x64 + Filter + klucz USB	1269 PLN	
Helicon Focus Pro + Filter + klucz USB	1069 PLN	
Helicon Focus Lite + klucz USB	539 PLN	
Okular mikroskopowy WF 15x	Tel.	
Okular mikroskopowy WF 20x	Tel.	
Okular z krzyżem i podziałką WF 10x	199 PLN	
Podrzewany stolik	1190 PLN	
Ruchomy Stolik	899 PLN	
Zestaw do ciemnego pola	139 PLN	
Obiektyw planapochromat 0,5x	1900 PLN	
Obiektyw Planachromat 2x	4690 PLN	
Obiektyw Achromat 0,3x	629 PLN	
Zestaw do prostej polaryzacji	390 PLN	
Kamera mikroskopowa HDCE-20C 2MP	590 PLN	
Kamera mikroskopowa HDCE-30C 3MP	890 PLN	
Kamera mikroskopowa HDCE-50B 5MP	1290 PLN	
Płyn Baader Optical Wonder	29 PLN	
Pędzelek Lens Pen	39 PLN	
Baader Optical Wonder Cloth (mikrofaza)	15 PLN	

