

Delta Optical Evolution 300

Nowoczesny mikroskop biologiczny z nasadką trinokularową, układem optycznym korygowanym do nieskończoności i obiektywami planachromatycznymi. Zastosowanie - w biologii, bakteriologii, immunologii, farmacji, weterynarii i innych dziedzinach naukowych w laboratoriach naukowych.



- powiększenie 40x -1000x (opcjonalnie do 1500x).
- okulary szerokokopułowe WF10x/22mm, możemy ustawić w dwóch pozycjach – górnej i dolnej (opcjonalnie okulary WF15x).
- głowica trinokularowa typu Seidentopfa (odległość między osiami okularów ustawiamy poprzez rozchylenie tubusów, tak jak w lornetkach).
- miska rewolwerowa pięcioobiektywowa z planachromatycznymi obiektywami 4x, 10x, 40x, 100x (im.olej.).
- stolik przedmiotowy z pokryciem ceramicznym, wymiary 188X150mm, umożliwiającą zamocowanie jednocześnie dwóch preparatów; ruch stolika 54X78mm.

Uwaga: stolik przesuwa się tylko w osi Y (brak wystającej zębaki) a więc mikroskopy mogą stać bliżej siebie.

- kondensator Abbego NA=1,25 z przysłoną irysową.
- Oświetlacz halogenowy 12V/20W lub 30W z regulacją jasności.
-

Cena brutto 2990,00 PLN

**Produkty polecane przy zakupie mikroskopu Delta Optical Evolution 300
na odwrocie**

Produkty polecane przy zakupie mikroskopu Delta Optical Evolution 300

Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej	24.9 PLN	
Adapter fotograficzny T-2 do mikroskopów	590 PLN	
Szkiełko przedmiotowe mikrometryczne 0.01 mm	139 PLN	
Zestaw preparatów biologicznych 50	179 PLN	
Zestaw preparatów biologicznych 50	179 PLN	
Zestaw preparatów biologicznych 100	349 PLN	
Płyn Baader Optical Wonder	29 PLN	
Baader Optical Wonder Cloth (mikrofaza)	15 PLN	
Pędzelek Lens Pen	39 PLN	
Cyfrowy okular mikroskopowy / kamera 0,3 MP	129 PLN	
Cyfrowy okular mikroskopowy / kamera 1,3 MP	269 PLN	
Helicon Focus Pro Multiprocessor (wersja premium)	1207 PLN	
Helicon Focus Pro (wersja dla zaawansowanych)	1008 PLN	
Helicon Focus Lite (wersja podstawowa)	467 PLN	
Okular mikrometryczny EW10X/22 dla DO Evolution 300	219 PLN	
Okular typu HighPoint WF15X dla DO Evolution 200 / DO Evolution 300	199 PLN	
Kondensator NA0.9 (DRY) do ciemnego pola dla DO Evolution 200 / DO Evolution 300	379 PLN	
Adapter TH0509 do obiektywów 52 mm DO Evolution 200 / DO Evolution 300	719 PLN	
Adapter 0.5x CCD dla DO Evolution 200 / DO Evolution 300	649 PLN	
Pięciogniazdowa miska rewolwerowa dla DO Evolution 200 / DO Evolution 300	159 PLN	
Adapter 1x CCD dla DO Evolution 200 / DO Evolution 300	69 PLN	
Zestaw do kontrastu fazowego PH10x, PH40x, PH100x dla DO Evolution 200 / DO Evolution 300	2459 PLN	
Zestaw do prostej polaryzacji dla DO Evolution 200 / DO Evolution 300	108 PLN	
Cyfrowy okular mikroskopowy / kamera 2 MP	369 PLN	
Oświetlacz typu Koehlera dla DO Evolution 200/300	199 PLN	
Szkiełko podstawowe z łezką	2 PLN	
Obiektyw planachromatyczny 20x Evolution 200/300	199 PLN	
Kamera mikroskopowa HDCE-50B 5MP	1290 PLN	