

# Mikroskop Celestron z wyświetlaczem LCD

cena brutto: 1049 zł



Nowoczesny mikroskop biologiczny, w którym **tradycyjne okulary zostały zastąpione wyświetlaczem LCD**. Takie rozwiązanie znacznie **podnosi komfort obserwacji** oraz umożliwia prezentowanie preparatów większej grupie obserwatorów.

Wbudowana kamera pozwala na **szybkie uchwycenie preparatów na zdjęciu**, a także **zarejestrowanie krótkiego filmu** z obserwacji. Zgromadzone materiały można przechowywać na opcjonalnej karcie pamięci typu SD lub przesłać je bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB.

## Dane techniczne:

- powiększenie od 40 do 400x – z cyfrowym zoom'em nawet do 1600x
- ekran LCD 3.5" (88 mm) z czterokrotnym cyfrowym zoom'em
- wbudowana cyfrowa kamera o rozdzielczości - 2 Mega Pikseli – pełni funkcję okularu 10x
- oświetlenie LED górne i dolne (odbite i przechodzące)
- stolik mechaniczny o wymiarach 88 mm x 88 mm
- 512 MB wewnętrznej pamięci
- slot kart SD
- obiektywy: 4x, 10x, oraz 40x
- sześciopozycyjne koło z kolorowymi filtrami
- kabel USB do transmisji danych na komputer
- zasilacz sieciowy
- futerał do przenoszenia
- masa: 1446 g